

MARUTAKA

足を慈しむあなたへ

掴つかまれるたび
疲れがコリが溶けてゆく
ウイングもみの新習慣

こんなにも気持ちいいサファイア色のニクイ奴

CELEVIST
セレヴィスト

家庭用電気マッサージ器
医療機器認証番号: 231AGBZX00034A02

MARUTAKA

足が重い、だるい、疲れる

がんばる足への思いやり



こくもみ & ゾーンリフレ



新開発の自動プログラムは、極め技の「こくもみ」と反射区理論に基づく足裏ローラーが痛気持ちいい「ゾーンリフレ」。フットマッサージ器セラヴィスト、そのつらいに応えるあなただけのセラピストです。

マルタカ55周年モデル
ウイングもみマッサージャー

CELEVIST

セラヴィスト



スタンド

スタンドを立てて、ゆったりと腰をかけた後、足をすっと差し込むだけ。開放感ある足指リフレは、おうちですっきり、足への思いやり。

天使のウイングもみ&エア 7つのテクニック

ふくらはぎをギュッとつかむ、ウイングもみ

ウイング型の低反発モミボードが、ふくらはぎを左右から掴むように深くやさしくマッサージ。



ウイングもみあげで疲れが溶ける

うねるようにもみあげる手掌加圧がふくらはぎのポンプ機能に働きかけ、血行促進、疲労も回復。



足首まわりのポイントプレスに、うっとり

エアバッグに付いたソフト突起がデリケートな内くるぶし後方のくぼみを的確につかみ押します。



マッサージ効果を高めるサイドエア

足側面から甲を包み込むツインエアバッグが横方向アーチにアプローチ。心地いいストレッチです。



土踏まずをグイッと指圧

専用の独立ミニ突起が疲れがたまる土踏まずのここぞという指圧ポイントを逃しません。



足先まで伝統技でほぐしもみ

エアで押しつけた足先を裏から突起で刺激。指を押し広げて伸ばすようにほぐします。



かかと、足底筋をゴロゴロリフレ

かかとカーブに丁度いい型こたわりローラーが足底筋膜を軽やかタッチでゴロゴロ刺激します。



CELEVIST

セレヴィスト

疲れもコリも溶けてゆく、「こくもみ」の秘密：

第二の心臓といわれるふくらはぎをつかむウイングもみ。足首は新開発のトリプルエアバッグがアキレス腱つかみプレス。さらに実績のローラーが足裏をくまなく指圧。優しく深くコクのあるもみ味の「こくもみ」コースは押して・ほぐして・流す極め技で足の疲れを溶かします。

足側面と甲を包み込む片足3ヶ所のツインエアバッグ

低反発材採用の拇指突起モミボードでがっちり

ツウも満足の土踏まずグイ押しは、独立回転の大型ローラーならではの突起数76個！

左右特殊形状の足首トリプルエアバッグは、小さなアキレス腱にフィットする2階建て構造です



主な仕様

- 区分：管理医療機器
- 類別：機械器具(77)バイブレーター
- 一般名称：家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
- 販売名：セレヴィスト
- 医療機器認証番号：231AGBZX00034A02
- 定格電圧：AC100V ●定格周波数：50/60Hz
- 消費電力 65W ●定格時間 30分
- もみ動作速度：10~55回/分以下 エアー圧力：60kPa以下
- 材料：ケース/ABS 足挿入部/ポリエステル
- 安全装置 過熱防止装置、過負荷保護装置、10分オートタイマー
- 質量：約14.5kg
- 外形寸法 高さ495×幅480×奥行520(mm)



JET 電気用品安全法技術基準適合確認済

JANコード：4969173349018 機種名：RF5M

セレヴィスト 標準小売価格

180,000円(税込198,000円) 1年間責任保証



株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器、家庭用エアマッサージ器、家庭用超短波治療器、家庭用低周波治療器、家庭用電位治療器、電位・温熱組合せ家庭用医療機器、低周波・電位組合せ家庭用医療機器、家庭用永久磁石磁気治療器の設計・開発・製造及びアフターサービス(引き取り修理並びにサービスパーツの供給)に対する医療機器における品質マネジメントシステム規格ISO13485:2016年版認証を取得しています。

使いやすさの工夫



リモコン

床に座ってくつろいでマッサージするときうれしいお手元リモコン。「こくもみ」コース、足裏指圧が堪能できる「ゾーンリフレ」コースは、3段階のつよさが選べます。



背面フリー

足の後ろまで、しっかりと揉むのに出し入れが楽々の親切設計です。



安全に関する
ご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の方は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈硬化(痛)、急性静脈炎(痛)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など/足に疾患がある人
- 次の方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠中の人または出産直後の人/生理中の人/糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/脚部に重度の血行障害のある人/安静を必要とする人/高血圧症の人/体温38℃以上(有熱期)の人[例1.急性炎症症状(けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期にある人/例2.衰弱している人]/けんしょう(腿痛)炎の人/骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性【どう(疼)痛性】疾患の人や骨の弱い人/その他身体に異常のある人や医療機関で治療を受けている人
- 使用中に気分が悪くなったり、身体に異常や苦痛を感じたときはすぐに使用を中止してください。
- 本製品に万一故障などが発生の場合は直ちに使用を中止し、お買い求め先までご連絡ください。

●操作方法や修理などのご相談は

〈製造販売〉

株式会社 **マルタカテクノ**

静岡県藤枝市八幡字広通550-1

0120-484-100

平日9時~18時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

●その他のお問合せは

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区晴海1-8-10晴海トリートメントスクエア7階

0120-224-027

平日9時~17時受付(祝祭日、当社の休日を除く)

<http://www.marutaka.co.jp>

●お取扱店